

Bata desechable, para Uso General no Estéril. AAMI Nivel 1
[Surgeon protective Gown AAMI 1]

001-GOW0003



Descripción del producto:

- ✓ No estéril
- ✓ Desechable
- ✓ Libre de Latex
- ✓ Material SMS – 100% polipropileno
- ✓ Protección que cumple con el nivel 1 de la normativa PB70:2003 de AAMI
- ✓ Bordes sellados, no cosidos
- ✓ Con cierre en la parte posterior del cuello
- ✓ Mangas largas y puños elásticos
- ✓ Ajustable en la cintura
- ✓ Abertura en la parte posterior

Tamaño:

- ✓ Chica [S]
- ✓ Mediana [M]
- ✓ Grande [L]
- ✓ Extra grande [XL]

(*) CODIGO	TAMAÑO	[EMPAQUE]	[CARTON]
		Packs x unidades	Unidades
001-GOW0003-1	S	03 x 05	15
001-GOW0003-2	M		
001-GOW0003-3	L		
001-GOW0003-4	XL		



HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO., LTD.

合肥洁诺无纺布制品有限公司

Bata desechable para Uso General no Estéril. AAMI Nivel 1
[Surgeon Protective Gown AAMI Level 1]

002-GOW0003



Descripción del producto:

- ✓ No estéril
- ✓ Desechable
- ✓ Libre de Látex
- ✓ Material SMS – [Tela no Tejida]
- ✓ Protección que cumple con el nivel 1 de la normativa PB70:2003 de AAMI
- ✓ Bordes sellados, no cosidos
- ✓ Con cierre en la parte posterior del cuello
- ✓ Mangas largas y puños elásticos
- ✓ Ajustable en la cintura
- ✓ Abertura en la parte posterior

Tamaño:

- ✓ Chica [S]
- ✓ Mediana [M]
- ✓ Grande [L]
- ✓ Extra grande [XL]

HECHO EN CHINA

HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS, LTD
N° 22 Park Road, Feidong, New City development area,
Hefei, Anhui, China.

TEL: 86-551-67707456 – FAX: 86-551-67709567

E-mail: info@cpnonwoven.com.cn

www.cpnonwoven.com.cn

(*) CODIGO	TAMAÑO	[EMPAQUE]	[CARTON]
		Packs x unidades	Unidades
002-GOW0003-S	S	01 x 50	50
002-GOW0003-M	M		
002-GOW0003-L	L		
002-GOW0003-XL	XL		

(*) Los Códigos de referencia descritos para los Dispositivos Médicos son asignados por Best Globalmed, S.A.

Product Booklet – [Catálogo de producto]

No.22 Park road, Feidong new city development area, Hefei, Anhui, China - 86-551-67709456

[Medical Devices Manufacturer]

www.cpnonwoven.com.cn
Medical Supply Solution