

Bata quirúrgica [Estéril. AAMI Nivel 2]

[Disposable Surgical Gown – Sterile AAMI 2 level]

001-GOW0009



Descripción del producto:

- ✓ Estéril desechable libre de látex
- ✓ Material SMS - [Tela no Tejida]
- ✓ Cumple con el Nivel 2 AAMI de la normativa PB70:2003 de AAMI
- ✓ Con bordes sellados, no cosidos.
- ✓ Cierre en la parte posterior del cuello.
- ✓ Mangas largas y puños tejidos
- ✓ Ajustable en la cintura
- ✓ Abertura en la parte posterior
- ✓ Certificación AATCC 42-2000 y AATCC 127-1998
- ✓ Normativa de flamabilidad (NFPA 702-1980)
- ✓ Cumple con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, TUV)

Tamaños:

- ✓ Chico [S] / Mediano [M] / Grande [L]
- ✓ Extra grande [XL]

(*) CODIGO	TAMAÑO	[EMPAQUE]		[CARTON]
		Packs	x unidades	Unidades
001-GOW0009-S	S	01	x 50	50
001-GOW0009-M	M			
001-GOW0009-L	L			
001-GOW0009-XL	XL			



HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS CO., LTD.

合肥洁诺无纺布制品有限公司

Bata quirúrgica [Estéril. AAMI Nivel 2]
[Disposable Surgical Gown – Sterile AAMI 2 level]

002-GOW0009



Descripción del producto:

- ✓ Estéril desechable libre de látex
- ✓ Material SMS - [Tela no Tejida]
- ✓ Cumple con el Nivel 2 AAMI de la normativa PB70:2003 de AAMI
- ✓ Con bordes sellados, no cosidos.
- ✓ Cierre en la parte posterior del cuello.
- ✓ Mangas largas y puños tejidos
- ✓ Ajustable en la cintura
- ✓ Abertura en la parte posterior
- ✓ Certificación AATCC 42-2000 y AATCC 127-1998
- ✓ Normativa de flamabilidad (NFPA 702-1980)
- ✓ Cumple con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización (ISO, FDA, CE, TUV)

Tamaños:

- ✓ Chico [S] / Mediano [M] / Grande [L]
- ✓ Extra grande [XL]

HECHO EN CHINA
HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS, LTD
N° 22 Park Road, Feidong. New City development area,
Hefei, Anhui, China.
TEL: 86-551-67707456 – FAX: 86-551-67709567
E-mail: info@cponwoven.com.cn
www.cponwoven.com.cn

		[EMPAQUE]	[CARTON]
CODIGO	TAMAÑO	Packs x unidades	Unidades
002-GOW009-1	S	01 x 50	50
002-GOW009-2	M		
002-GOW009-3	L		
002-GOW009-4	XL		

(*) Los Códigos de referencia descritos para los Dispositivos Médicos son asignados por Best Globalmed, S.A.

Product Booklet – [Catálogo de producto]

No.22 Park road, Feidong new city development area,Hefei , Anhui,China - 86-551-67709456
[Medical Devices Manufacturer]

www.cponwoven.com.cn
Medical Supply Solution