

Set de Ropa desechable para cirugía Artroscópica  
[Arthroscopy Sterile Pack]

111-ART01



Descripción del producto:

- ✓ [01] CUBIERTA PARA MESA DE TRABAJO (Table cover) 137x190cm
- ✓ [01] SABANA PARA ARTROSCOPIA (Arthroscopy drape) 240 x 320cm (Con bolsa colectora y dos drenajes)
- ✓ [01] CAMPO EN "U" (U drape) 180x228cm cortado "U" de 15x51cm
- ✓ [01] MEDIA GRANDE DE PIERNA (Leggins)
- ✓ [01] FUNDA DE MAYO (Mayo Stand Cover) 58.42x137.18cm
- ✓ [02] BATAS DE CIRUJANO SMS DESECHABLE (Surgical gown)
- ✓ [02] TOALLAS ABSORBENTES (Hand towel)
- ✓ [01] VENDA ELASTICA (Elastic bandage) 10.18x475.2cm
- ✓ [01] CINTA ADHERIBLE (OP tape)
- ✓ Impermeable a los fluidos y de baja ignición.
- ✓ Transpirable al cuerpo.
- ✓ Cumple con la prueba NFPA 702-1980.
- ✓ Nivel 4 AAMI Standard.
- ✓ Cumple con Estándares Internacionales de aseguramiento de la Calidad y Comercialización.

[ CARTON ]	
CODIGO	Unidades
111-ART01	04