

Set de Ropa de Cistoscopia [Estéril] [Cytoscopy Sterile Pack]

111-CIT01



Descripción del producto:

- ✓ Desechable.
- ✓ Estéril.
- ✓ Libre de Pelusa.
- ✓ Retardante al Fuego.
- ✓ Impermeable al agua.
- ✓ Permeable al aire.

Contiene:

- ✓ [01] Cubre mesa de instrumentos con áreas reforzadas, 152 x 229cm.
- ✓ [01] Bata Quirúrgica, con Toalla Grande
- ✓ [02] Perneras, 79 x 122cm, con tobillera de 15cm.
- ✓ [01] Campo en forma T para cistoscopia 152 x 76 x 213 cm.
- ✓ Impermeable a los fluidos y de baja ignición.
- ✓ Cumple con Estándares Internacionales de aseguramiento de la Calidad y Comercialización.

HECHO EN CHINA
HEFEI C&P NONWOVEN PRODUCTS, LTD
N° 22 Park Road, Feidong. New City development area,
Hefei, Anhui, China.
TEL: 86-551-67707456 – FAX: 86-551-67709567
E-mail: info@cpnonwoven.com.cn

[CARTON]	
CODIGO	Unidades
111-CIT01	06

(*) Los Códigos de referencia descritos para los Dispositivos Médicos son asignados por Best Globalmed, S.A.

Hecho en China - Hefei C&P Nonwoven Products Co.Ltd
www.cpnonwoven.com.cn